



Проверка Вашего кровяного давления

Измерение Вашего кровяного давления



- ◆ Положите руку на стол или на подлокотник, чтобы она находилась на уровне сердца.
- ◆ Оставайтесь в сидячем положении.
- ◆ Не разговаривайте во время измерения.
- ◆ **Проведите измерение 2 раза, с перерывом в 5 минут.**
- ◆ Нажмите кнопку START/STOP (СТАРТ/СТОП) на мониторе. На экране будут отображаться символы.



- ◆ Манжет надуется автоматически и будет плотно сидеть на руке на протяжении нескольких секунд.
- ◆ Манжет сдуется и на экране отобразится значение. Запишите значение.
- ◆ Нажмите СТОП.
- ◆ Подождите пять минут. Повторите эти действия два раза.