



리콜 리콜: Abbott 사는 **Similac** 분말 아기 분유의 리콜을 발표했습니다.

- Similac 분말 - Advance, Total Comfort, Sensitive, Spit Up
- Alimentum 분말

리콜 대상에 해당하는 아기 분유는 다음과 같습니다.

- 로트 번호가 22-37 로 시작하는 제품, 및
- K8, SH 또는 Z2(이미지 참조) 코드가 포함된 제품, 및
- 유효기간이 2022년 4월 또는 그 이후인 제품

분유 로트 번호는 similacrecall.com 에서 확인하세요.

- 리콜 대상 분유를 절대 아기에게 주지 마세요.
- 모든 리콜 대상 분유 캔에 'Do Not Use(사용 불가)'라고 표시하세요. 자세한 아기 분유 교환 또는 대체 방법에 대해서는 다음 안내를 참조하세요.

WIC 분유 옵션

- [유아용 분유 임시 선택 목록 - 사진 포함 유인물\(22/03/10\) \(PDF\)](#)

가정에 구입해 둔 리콜 대상 아기 분유를 교환하는 방법:

1. 매장 - 매장으로 반품하기
 - 매장마다 제공할 수 있는 대안이 다릅니다.

- 일부 매장의 경우 리콜 대상 아기 분유를 회수하고 교환해주거나, 매장 크레딧 또는 환불을 제공할 수 있습니다. 해당되는 경우에는 해당 매장 크레딧이나 환불금으로 원하는 아기 분유를 구매하실 수 있습니다.
- 매장에서 아기 분유를 교환해 주지 않을 경우 다음 2 번과 3 번 내용을 참조하세요.

2. Similac 분유 제조사(Abbott) - Abbott 사에 리콜 대상 분유 반품하기

가지고 있는 리콜 대상 아기 분유를 Abbott 사에 직접 반품할 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

- www.SimilacRecall.com 또는 전화 1-800-986-8540번으로 신청하세요.
- 웹사이트를 이용할 경우에는 페이지 하단으로 스크롤다운하여 'Check Lot Number(로트 번호 확인)'를 클릭하세요.
- 리콜 대상 분유 캔의 바닥 부분에 적힌 로트 번호를 입력하세요.
- 리콜 대상 분유에 해당되는 경우 해당 로트 번호가 리콜 대상임을 명시한 드롭다운 양식이 표시됩니다.
- 해당 양식을 작성하여 제출하세요.
- 'Abbott received the return request and to watch your email for a link to get the unique return label(Abbott 사에 반품 요청이 접수되었습니다. 보내드린 이메일에서 고유 반품 라벨을 받을 수 있는 링크를 확인하세요.)'이라고 적힌 팝업 메시지가 표시됩니다.
- 해당되는 아기 분유를 상자에 포장한 뒤 받은 라벨을 부착하여 이메일에서 제공된 지침에 따라 Abbott 사로 우편 발송하시면 됩니다.
- 체크로 환불 받기까지 최대 4주가 소요됩니다. 해당 환불금으로 무엇이든 구매하실 수 있습니다.

WIC 아기 분유 혜택 대체 또는 변경 방법:

1. **WIC 클리닉** - 아기 분유 혜택 대체 또는 변경을 위해 WIC 클리닉에 전화로 요청
 - 매장에서 구입 가능한 Women, Infants & Children(WIC, 여성, 영아 & 아동) 아기 분유를 확인하세요.
 - 필요한 경우 클리닉에 전화해 아기 분유 혜택을 대체하거나 변경하세요.
2. **WIC 주 사무소** - 클리닉에 연락이 안 되는 경우 월요일부터 금요일 오전 8시부터 오후 5시 사이에 주 사무소에 전화 1-800-841-1410 번으로 요청

자원:

- 기본 식품 프로그램(Supplemental Nutrition Assistance Program(SNAP, 보충 영양 지원 프로그램)) 및 푸드뱅크 - [ParentHelp123 웹페이지](#) 또는 전화 1-800-322-2588

본 기관은 균등한 기회를 제공합니다.

워싱턴 WIC 은 차별하지 않습니다.

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면, 1-800-841-1410 번으로 전화하십시오. 청각 또는 난청 장애인 고객의 경우, 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일(WIC@doh.wa.gov)을 이용하시기 바랍니다.

DOH 961-1265 March 2022 Korean